


Pledgets - Nahtwiderlager

Für Anwendungen in der Herz- und Gefäßchirurgie liefern wir nicht resorbierbare Pledgets unterschiedlicher Größe und Qualität. Es handelt sich hier um PTFE-Filze (Teflon), die als Implantate für

den medizinischen Einsatz zugelassen sind und zur Unterstützung der Nähte bei empfindlichen Geweben eingesetzt werden.

Wir bieten u.a. folgende Pledget-Varianten an:

Teflon Pledgets	P	6 x 3 x 1,6 mm, hart	12 x 4 Stück	Ref 271
Teflon Pledgets	B	6 x 3 x 1,6 mm, weich	12 x 4 Stück	Ref 272
Teflon Pledgets	B	6 x 3 x 1,6 mm, weich	36 x 8 Stück	Ref 279
Teflon Pledgets	D	9 x 4,5 x 1,6 mm, weich	12 x 4 Stück	Ref 274
Teflon Pledgets	M	6,3 x 152,4 x 1,6 mm, weich	12 x 1 Stück	Ref 277
Teflon Pledgets	L	12,7 x 152,4 x 1,6 mm, weich	12 x 1 Stück	Ref 276
Teflon Pledgets	V	12,7 x 7,9 x 1,6 mm, weich	12 x 2 Stück	Ref 278
Teflon Pledgets	V	12,7 x 7,9 x 1,6 mm, weich	36 x 6 Stück	Ref 280
Teflon Pledgets	F	6 x 1,6 mm, rund, hart	12 x 6 Stück	Ref 281
Teflon Pledgets	F	6 x 1,6 mm, rund, hart	12 x 2 Stück	Ref 289
Teflon Pledgets	F	6 x 1,6 mm, rund, hart	12 x 1 Stück	Ref 290
Teflon Pledgets	I	12,7 x 38 x 1,6 mm, weich	12 x 1 Stück	Ref 282
Teflon Pledgets	K	152,4 x 152,4 x 1,6 mm, weich	12 x 1 Stück	Ref 283
Teflon Pledgets	J	15 x 10 x 1,6 mm, weich	24 x 6 Stück	Ref 284
Teflon Pledgets	N	100 x 100 x 1,6 mm, weich	12 x 1 Stück	Ref 286
Teflon Pledgets	H	19 x 30 x 1,6 mm, weich	12 x 1 Stück	Ref 287



Wir bieten ...

gängige Standards sowie **vielfältige Variationen** in Bezug auf

- **Maße**
- **Eigenschaften**
- **Verpackung**

auf Anfrage.