

Nadelbezeichnungen

Zuordnung der eigenen Produktnamen zu denen anderer Hersteller



Santec Medicalprodukte	Ethicon	Braun-Dexon	Serag-Wiessner	Resorba
<i>1/2-Kreis Rundkörper Trokarspitze</i>				
HRT18	V 5	HRT 17	HRT-17	HRT 18
HRT20	V 6	HRT 20	HRT-20	--
HRT22	V 6	--	--	HRT 22
HRT25	V 7	HRT 26	HRT-26	HRT 25
HRT48	CCS	--	HRT-48	--
<i>3/8-Kreis Rundkörper Trokarspitze</i>				
DRT10	CC	DRT 10	DRT-9	--
DRTX10	CCX			
DRT13	CC-1	DRT 12	DRT-12	DRT 12
DRT18	V 4	--	DRT-17	DRT 18
<i>1/2-Kreis Rundkörper</i>				
HRX12	TF	--	HR-12	HR 12
HR13	RB-2	HR 13	--	--
HRX13	UCL			
HRX16	UCLX			
HR18	RB-1	HR 17	HR-17	HR 17
HR22	SH-1	HR 22	HR-22	HR 22
HR25	SH	HR 26	HR-26	HR 27
HR30	MH-1			
HR35	MH	--	--	HR 35
HRX35	CT-1	--	HR-36	--
HRS40	LH	--	--	--
HR40	CT	--	HR-40	HR 40
HR48	CTX	--	--	--

Nadelbezeichnungen

Zuordnung der eigenen Produktnamen zu denen anderer Hersteller



Santec Medicalprodukte	Ethicon	Braun-Dexon	Serag-Wiessner	Resorba
<i>3/8-Kreis Rundkörper</i>				
DR06				
DR07	BV-2	DR 6	--	DR 6
DR10	BV-1	DR 10	DR-09	DR 10
DRX10	BV-1X			
DR13	C-1	DR 12	DR-13	DR 12
DRS13	---			
DR18	BB	DR 18	DR-17	DR 18
DRS18	---			
<i>3/8-Kreis schneidend</i>				
DS18	FS-2			
DS24	FS-1	--	--	--
DS26	FS			
DS30	FSL			
DS38	FSLX			
<i>3/8-Kreis schneidend, Mikrospitze</i>				
DSM12	P-1			
DSM15	PS-3			
DSM19	PS-2			
<i>1/2-Kreis schneidend</i>				
HS48	CPX	HS 48	--	--
HS58	--	HS 57	--	--
<i>3/8-Kreis Rundkörper</i>				
GR20	ST4			
<i>5/8-Kreis Rundkörper</i>				
FR27	UR-6			
FR38	UR-5			

Nadelbezeichnungen

Zuordnung der eigenen Produktnamen zu denen anderer Hersteller



Legende:

DR 3/8-Kreis, Rundkörpernadel
DRT 3/8-Kreis, Rundkörpernadel, Trokarspitze
DRS 3/8-Kreis, Rundkörpernadel, schlank
DRX 3/8-Kreis, Rundkörpernadel, extra stark
DS 3/8-Kreis, schneidende Nadel
DSM 3/8-Kreis, schneidende Nadel, Mikrospitze
DRN 3/8-Kreis, Rundkörpernadel, stumpfe Spitze
HR 1/2-Kreis, Rundkörpernadel
HRT 1/2-Kreis, Rundkörpernadel, Trokarspitze
HRS 1/2-Kreis, Rundkörpernadel, schlank
HRX 1/2-Kreis, Rundkörpernadel, extra stark
HS 1/2-Kreis, schneidende Nadel
FR 5/8-Kreis, Rundkörpernadel
AR Asymptotische Rundkörpernadel
GR Gerade Rundkörpernadel
KR Kufenförmige (Ski-Form) Nadel
J-RX Hakenförmige Rundkörpernadel
DR...XB 3/8-Kreis, Rundkörpernadel,...Kontrastnadel
DR....A 3/8-Kreis, Rundkörpernadel,...Abziehnadel

3/8-circle round body taper point needle
3/8-circle round body needle, end cutting taper point
3/8-circle round body needle, slim line
3/8-circle round body needle, extra strong
3/8-circle cutting needle
3/8-circle cutting needle, micropoint
3/8-circle round body needle, blunt point
1/2-circle round body needle
1/2-circle round body needle, trocar point
1/2-circle round body needle, slim line
1/2-circle round body needle, extra strong
1/2-circle cutting needle
5/8-circle round body needle
Asymptotic round body needle
Straight round body needle
Ski-type, round body needle
hook shaped, round body needle
3/8-circle round body, contrast needle
3/8-circle round body, take off needle

Zahl = Bogenlänge, gestreckt in mm

number = straight needle length in mm