

### **Stuttgarter Mitraltage: Live-OP mit dem neuen Implant Chordae Loop**

24. und 25. September in der Liederhalle, Stuttgart

Tagung zum Erfahrungsaustausch mit fünf Live-Operationen gepaart mit vielen interessanten Vorträgen zur Mitralklappe und zu angrenzenden Themen wie der Betrachtung der oft miterkrankten Trikuspidalklappe.

Das CE-zertifizierte Implantat Chordae Loop zur Mitralklappenrekonstruktion wird auf den Stuttgarter Mitraltagen erstmals während einer Live-OP angewendet. Zudem stellt Santec neben dem Chordae Loop auch seine anderen herzchirurgischen Produkte aus.

Weitere Infos zu den Vorträgen finden Sie unter [www.stuttgarter-mitraltage.de](http://www.stuttgarter-mitraltage.de)

### **Produktneuheit Chordae Loop ab sofort lieferbar**

Chordae Loops sparen wertvolle OP-Zeit bei gleichbleibender Produktqualität. Seit der Zulassung im Frühjahr 2010 fertigt Santec das Implantat Chordae Loop zur Mitralklappenrekonstruktion, der anfängliche Lieferengpass ist seit Juli beseitigt. Ab Lager sind nun alle Artikel der Schlaufenlängen von 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 und 26 mm in 4er Box lieferbar. Zur Kostenreduzierung der Erstausrüstung bietet Santec ab sofort eine 12er Packung mit frei wählbaren Schlaufenlängen an.

Weitere Produktinformationen und den Implant-Flyer (inkl. Bestellnummern) als pdf-file unter [www.santec-medical.de/d-implantprodukte.htm](http://www.santec-medical.de/d-implantprodukte.htm)

### **Herstellverantwortung auch im Krankenhaus – Einkauf von zertifizierten Produkten und Dienstleistungen**

Zunehmende Dokumentationspflichten auf Basis der Novelisierung der Medizinprodukterichtlinie (MPG) durch die Richtlinie 93/42/EWG stellen für die Sterilisationseinheiten der Krankenhäuser zunehmend ein Problem dar. Es zeigt sich, dass die Abläufe und Verfahren teilweise nicht ausreichend dokumentiert und validiert sind. Der Herstellverantwortung kann durch Verlagerung auf Dritte entgangen werden.

Santec erfüllt die Voraussetzungen und ist in der Lage, Auftragsfertigungen, auch für kleine Abnahmemengen (< 50 Stück) durchzuführen. Zu diesen Dienstleistungen zählen u. a. das Ablängen von Silikonschläuchen (Torniques), die Einzelkonfektionierung und Sterilisation von Federöhrnadeln sowie das Schneiden/Stanzen von Pledgets nach Kundenwunsch.

Weitere Informationen unter [www.santec-medical.de/d-auftragsfertigung.htm](http://www.santec-medical.de/d-auftragsfertigung.htm)

### **GORE herzchirurgische Produkte – News**

Der Santec Außendienst informiert aktuell über den neuen PROPATEN® Vascular Graft für die Pädiatrie. Der Shunt weist durch Heparin-Bonding eine wesentlich verbesserte Thrombose-Protektion auf.

Synthetisches Pericard aus PTFE bietet Dickenkonstanz gegenüber bovinem Pericard (aus Rindern). Mit einer Dicke von 0,1 mm eignet sich GORE® PRECLUDE® Pericardial Membrane neben der Abdeckung des implantierten mechanischen Kreislaufunterstützungssystems (zur späteren, problemlosen Entfernung) auch zur Umhüllung von Bypässen, um Verwachsungen vorzubeugen.

Da statistisch 3-7% der Patienten (je nach Prozedur) einer Re-OP unterzogen werden müssen, bedeuten Verwachsungen eine Verdopplung der OP-Zeit durch die aufwändige Präparation. Bei dieser Patientengruppe kann durch fachgerechte Platzierung der Preclude-Abdeckung des offenen Herzbeutelbereichs mit der PRECLUDE® Pericardial Membrane einer dauerhaften Verwachsung vorgebeugt werden.

Die gezielte Anwendung von ACUSEAL® Cardiovascular Patches sowie PRECLUDE® Pericardial Membrane eröffnet besonders bei Risikofällen Vorteile für Patient und Operateur. Individuelle Besuchstermine können über unseren Kundenservice abgestimmt werden.

Seit April 2009 betreut Santec GORE-Kunden in der Herzchirurgie und ist in der Akquisition aktiv. Weitere Informationen zu den GORE-herzchirurgischen Produkten unter [www.santec-medical.de/d-goreprodukte.htm](http://www.santec-medical.de/d-goreprodukte.htm)

### **Homepage aktualisiert**

Unter [www.santec-medical.de](http://www.santec-medical.de) wurde der Inhalt aktualisiert und eine englische Version eingespielt. Neben den aktuellen Produktkatalogen für Nahtmaterial und Medicalprodukte können auch die aktuellen Zertifikate als pdf-file herunter geladen werden.

### **Chirline – Topline: Nahtsets und Einzelnähte mit Pledget nach Kundenwunsch**

Santec bietet ein Komplettprogramm an resorbierbarem Nahtmaterial „Chirline“ und nicht resorbierbarem Nahtmaterial „Topline“ an. Die Stärke von Santec sind individuelle Nadel-Faden-Kombinationen, ggf. mit aufgefädelten PTFE-Pledgets in diversen Formaten.

**Fertigung von Kleinmengen zu Standardpreisen – der Bedarf entscheidet!**

**Mit „santec informiert“ möchte Santec regelmäßig allen Kunden aktuelle Neuigkeiten über betriebliche Veränderungen, Produktneuheiten und Wissenswertes aus dem Markt mitteilen.**