

Topline im Wandel – santec Nahtmaterialien mit neuem dynamischen Design

In den letzten Monaten haben wir unsere Nomenklatur zu den Nadelbezeichnungen dem gebräuchlichen Standard angepasst und werden nunmehr unsere Topline Produktpalette - **für nicht resorbierbare Materialien** -

durch griffige Materialbezeichnung ergänzen. Hiermit haben wir im Topline-Produktprogramm Begrifflichkeiten geschaffen, die künftig prägnant die Materialzuordnung definieren.

Unsere Produktqualität sowie die bewährten Verpackungen bleiben unverändert, nur das Druckdesign wird erneuert und die Bezeichnungen werden, wie folgt, ergänzt:

Topline Polyester	beschichtet und unbeschichtet	heißt zukünftig	„Topester“
-------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------

Topline Polypropylen		heißt zukünftig	„Toplene“
----------------------	--	-----------------	------------------

Topline Sternumdraht		heißt zukünftig	„Topsteel“
----------------------	--	-----------------	-------------------

Andere Materialien und Handelsprodukte aus unserem Lieferprogramm behalten ihre bisherigen Bezeichnungen.

Topline – speziell für die Herz- und Thoraxchirurgie

Im Wettbewerb setzen wir auf unsere bisherigen Stärken in der Herzchirurgie, d. h. Anastomosennähte und Klappennähte. Mit unserem erweiterten Angebot für spezielle Faden- und Pledgetkombinationen, auch bei kleiner Auftragsmenge, bieten wir das richtige Produkt für den optimalen OP-Ablauf.

Mit gegebenem Personal soll mehr, gleichgut, operiert werden. Um dem Ziel bestmöglich zu entsprechen, bieten




wir aus unserer deutschen Fertigung zügige Umsetzungsmöglichkeiten. Durch unsere betriebliche Organisation können wir auch Kleinmengen zu Standardkonditionen **ohne Aufpreis** fertigen, d. h. wir bieten Ihnen Fäden in allen gewünschten Längen, Nadeln in verschiedenen Ausführungen (z. B. Kontrastnadeln) und ggf. mit Pledgets in verschiedensten Größen an.

ToplineSet – Nahtmaterialzusammenstellungen

Wir liefern Ihnen für viele gängige Operationen (u. a. AKE, ACVB, MKE) Nahtmaterialsets. ToplineSet bietet die übersichtliche Entnahme der Nahtmaterialkarten in der Reihenfolge der Anwendung, aus gebundenen Blättern mit Steckfenstern. Alle nicht resorbierbaren Materialien

können ohne Einzel-Sterilverpackung eingebracht werden, d. h. weniger Verpackungsmüll im OP.

Unsere zeitnahe Fertigung von ToplineSet ermöglicht kurzfristige Änderungen der Setbestandteile bei Bedarf.



Anastomosens-Fäden

santec offeriert unter **Topline**-Nahtmaterialien das bewährte **Polypropylen-Monofilament „Toplene“** mit Kontrastnadeln zur Testung.

Als kleiner deutscher Hersteller bieten wir gute Qualität, kurze Reaktionszeiten, kompetente Beratung und Individualartikel ohne Aufpreis.

Toplene san/tec

8-0 USP
0,4 metrisch

60 cm

Chir. Nahtmaterial
Polypropylen
blau, monofil
nicht resorbierbar

STERILE EO

REF 9003 2012-09
LOT 741/632

Kontrast-Nadel
2x DR07 XB

CE 1275 Santec GmbH, D-63872 Heimbuchenthal www.santec-medical.de Rev.1

8-0 USP
60 cm
2x DR07 XB

Anastomosennaht 8-0

Toplene san/tec

7-0 USP
0,5 metrisch

75 cm

Chir. Nahtmaterial
Polypropylen
blau, monofil
nicht resorbierbar

STERILE EO

REF 9005 2012-09
LOT 741/633

Kontrast-Nadel
2x DR10 XB

CE 1275 Santec GmbH, D-63872 Heimbuchenthal www.santec-medical.de Rev.1

7-0 USP
75 cm
2x DR10 XB

Anastomosennaht 7-0

Toplene san/tec

6-0 USP
0,7 metrisch

75 cm

Chir. Nahtmaterial
Polypropylen
blau, monofil
nicht resorbierbar

STERILE EO

REF 9011 2012-09
LOT 741/634

Kontrast-Nadel
2x DR13 XB

CE 1275 Santec GmbH, D-63872 Heimbuchenthal www.santec-medical.de Rev.1

6-0 USP
75 cm
2x DR13 XB

Anastomosennaht 6-0

Testbox Anastomosens-Semi REF S728

mit je 4x REF 9003 + 9005 + 9011 (= 12 Fäden)

Kostenlos anfordern!

Welche Naht hätten Sie gern ?

Klinik		
Name		Tel.
USP	Anzahl	Nadel/Armierung
Pledget	<input type="checkbox"/> Multipackung	<input type="checkbox"/> Standardpackung



Wir fertigen nach Ihren Wünschen diverse Fadenstärken, Fadenlängen, Nadelkombinationen und Pledgetgrößen!

Santec Medicalprodukte GmbH
Mainstrasse 32
D-63868 Großwallstadt
Fon +49(0)6022 508951-0
Fax +49(0)6022 508951-29
E-Mail info@santec-medical.de
www.santec-medical.de

Herzklappen-Fäden

santec offeriert unter **Topline**-Nahtmaterialien das bewährte **Polyester-Polyfilament „Topester“ beschichtet** mit (oder ohne) Nahtwiderlager (**Pledgets**), in den gängigen Standardkonfigurationen zur Testung.

Als kleiner deutscher Hersteller bieten wir gute Qualität, kurze Reaktionszeiten, kompetente Beratung und Individualartikel ohne Aufpreis.



Topester		Topline san/tec	
2-0 USP 3 metrisch	Chir. Nahtmaterial Polyester, beschichtet grün/weiß, polyfil nicht resorbierbar		2-0 USP
4x75 cm	STERILE EO 	Pledget P 6x3mm	4x75 cm
REF 84	LOT 2012-09 741/635	HRT18 HRT18	HRT18 HRT18
CE 1275 Santec GmbH, D-63872 Heimbuchenthal	www.santec-medical.de		Rev.1

Aortenklappen-Faden
in Multipackung (18x4 St.)

Testbox HKL-Semi („Aorta“) REF S726

mit 4x REF 84 (16 Fäden) plus 2x REF 96 (Einzelnaht zum Nachreichen)

Kostenlos anfordern!

Topester		Topline san/tec	
2-0 USP 3 metrisch	Chir. Nahtmaterial Polyester, beschichtet grün/weiß, polyfil nicht resorbierbar		2-0 USP
4x90 cm	STERILE EO 	Pledget P 6x3mm	4x90 cm
REF 82	LOT 2012-09 741/636	HRT25 HRT25	HRT25 HRT25
CE 1275 Santec GmbH, D-63872 Heimbuchenthal	www.santec-medical.de		Rev.1

Mitralklappen-Faden
in Multipackung (18x4 St.)

Testbox HKL-Semi („Mitral“) REF S727

mit 4x REF 82 (16 Fäden) plus 2x REF 119 (Einzelnaht zum Nachreichen)

Kostenlos anfordern!

Welche Naht hätten Sie gern ?

Klinik		
Name		Tel.
USP	Anzahl	Nadel/Armierung
Pledget	Multipackung	Standardpackung

Wir fertigen nach Ihren Wünschen diverse Fadenstärken, Fadenlängen, Nadelkombinationen und Pledgetgrößen!

Santec Medicalprodukte GmbH
Mainstrasse 32
D-63868 Großwallstadt
Fon +49(0)6022 508951-0
Fax +49(0)6022 508951-29
E-Mail info@santec-medical.de
www.santec-medical.de

Halteband und Haltenähte

santec offeriert unter **Topline**-Nahtmaterialien das bewährte gewobene **Band** und das **Polyester-Polyfilament „Topester“**, **beide unbeschichtet**, zur vorübergehenden Fixierung mit und ohne Nadeln in der gängigen Standardkonfiguration zur Testung.

Als kleiner deutscher Hersteller bieten wir gute Qualität, kurze Reaktionszeiten, kompetente Beratung und Individualartikel ohne Aufpreis.


Topester Topline

Chir. Nahtmaterial
Polyester, flach gewebt
grün, **unbeschichtet**
nicht resorbierbar

4 mm
75 cm

REF 380

STERILE E.O. 2012-09
LOT 741/638



Band

san/tec
4 mm
75 cm
Band

CE 1275 Santec GmbH, D-63872 Heimbuchenthal www.santec-medical.de Rev.1

Band, flach gewebt

Topester Topline


Chir. Nahtmaterial
Polyester, **unbeschichtet**
grün, polyfil
nicht resorbierbar

2 USP
5 metrisch

3X45 cm

REF 351

STERILE E.O. 2012-09
LOT 741/639



Ligaturen

san/tec
2 USP
3X45 cm
Ligaturen

CE 1275 Santec GmbH, D-63872 Heimbuchenthal www.santec-medical.de Rev.1

Ligatur

Topester Topline


Chir. Nahtmaterial
Polyester, **unbeschichtet**
grün, polyfil
nicht resorbierbar

0 USP
3,5 metrisch

75 cm

REF 361

STERILE E.O. 2012-09
LOT 741/640



HRs35

san/tec
0 USP
75 cm
HRs35

CE 1275 Santec GmbH, D-63872 Heimbuchenthal www.santec-medical.de Rev.1

Nadel-Faden-Kombination

Testbox Halteband und Haltenähte-Semi REF S729

mit je 4x REF 380, REF 351, REF 361 (= 12 Folien)

Kostenlos anfordern!

Welche Naht hätten Sie gern ?

Klinik	
Name	Tel.
USP	Anzahl x Länge
<input type="checkbox"/> Band	<input type="checkbox"/> Ligatur <input type="checkbox"/> Nadel/Armierung

In Standardpackung mit 36 Folien

Wir fertigen nach Ihren Wünschen diverse Fadenstärken, Fadenlängen, Nadelkombinationen und Pledgetrößen!

Santec Medicalprodukte GmbH
Mainstrasse 32
D-63868 Großwallstadt
Fon +49(0)6022 508951-0
Fax +49(0)6022 508951-29

E-Mail info@santec-medical.de
www.santec-medical.de