

Pledget



san/tec

san/tec



Pledget
PTFE-Pledget "B"
absorbable, soft



Produktion - Vertrieb - Produktmanagement

Santec Medicalprodukte GmbH
Babenhäuser Strasse 45
63762 Großbostheim/Deutschland
Fon +49 6026 999203-0
Fax +49 6026 999203-29
info@santec-medical.de
www.santec-medical.de

Geschäftsführer

Detlev-Sven Neumann
Wolfgang Leichtenstern

Auftragsannahme

Bernadette Wießmann
Fon +49 6026 999203-0
info@santec-medical.de

Manufacturing - Sales - Product Management

Santec Medicalprodukte GmbH
Babenhäuser Strasse 45
63762 Großbostheim/Germany
Phone +49 6026 999203-0
Fax +49 6026 999203-29
info@santec-medical.de
www.santec-medical.de

Managing Directors

Detlev-Sven Neumann
Wolfgang Leichtenstern

Order Taking

Bernadette Wießmann
Phone +49 6026 999203-0
info@santec-medical.de



Produktdatenblatt
Datasheet

PTFE Pledgets

Version 2016
Abbildungen / Pictures: Foto Ziemlich

santec medicalprodukte gmbh

santec medicalprodukte gmbh








Pledget

Die sichere Unterstützung in fragilem Gewebe

Pledgets schützen das Gewebe vor mechanischem Ausreißen oder Einschneiden des Fadens. Santec bietet

dazu multifunktional einsetzbare Nahtwiderlager aus nicht resorbierbarem PTFE mit hervorragender Gewebeverträglichkeit. Vielfältige Formate (rechteckig, oval oder rund) in Filz Qualität (hart oder weich) bzw. als ePTFE Membran

ermöglichen Geweberstärkung für die gebräuchlichsten Anwendungen. Viele Varianten sind auch bereits auf dem Faden aufgezogen erhältlich. Neben dem Standardprogramm können auch andere Formate individuell konfektioniert werden.

| Größe in mm | Format | Qualität | Typ | Gelocht | Inhalt Spenderkarte | Spenderkarten pro Box | REF # |
|--|---------------------------|---------------|------|---------------|------------------------------|---------------------------|-------|
| Size in mm | Shape | Quality | Type | Preperforated | Number of Pledgets per pouch | Number of pouches per box | REF # |
| 3 x 3 x 0.4  | rechteckig rectangular | ePTFE | E | x | 4 | 12 | 503 |
| 3 x 3 x 1.6  | rechteckig rectangular | hart hard | G | x | 4 | 12 | 504 |
| | | | | x | 5 | 36 | 525 |
| | | | | x | 10 | 36 | 523 |
| | | | | | 5 | 36 | 536 |
| 6 x 3 x 1.6  | oval | hart hard | U | x | 2 | 36 | 514 |
| | | | | x | 4 | 12 | 271 |
| | | | | x | 5 | 12 | 532 |
| | | | | x | 8 | 36 | 271-2 |
| | | | | | 2 | 36 | 515 |
| | | weich soft | B | | 4 | 12 | 272 |
| | | | | | 8 | 36 | 303 |
| 6 x 4.8 x 1.6  | rechteckig rectangular | weich soft | Z | | 6 | 12 | 275 |
| ø 6 x 1.6  | rund circular | hart hard | F | | 2 | 12 | 289 |
| | | | | | 6 | 12 | 281 |
| ø 6 x 2.9  | rund circular | weich soft | FX | | 6 | 36 | 298 |
| 9 x 4.5 x 1.6  | rechteckig rectangular | weich soft | D | x | 4 | 12 | 274 |
| | | | | x | 6 | 12 | 295 |
| | | | | | 4 | 12 | 274-1 |
| | | | | | 6 | 12 | 295-1 |
| | | | | | 6 | 36 | 296 |






Pledget

Secure Support for fragile tissue






Pledgets protect the tissue from rupturing or friction caused by sutures. Santec offers pledgets made from PTFE which are usable in

a multifunctional way and have excellent tissue tolerability. To ensure the applicability for the most common tissue types and operation needs, the pledgets are available in three formats (oval, rectangular or circular).

Pledgets are available as PTFE felt (soft or hard) and ePTFE membrane. Several models feature ready-made sutures. In addition to the standard product line Santec also manufactures pledget formats according to client specifications.

| Größe in mm | Format | Qualität | Typ | Gelocht | Inhalt Spenderkarte | Spenderkarten pro Box | REF # |
|--|---------------------------|---------------|------|---------------|------------------------------|---------------------------|-------|
| Size in mm | Shape | Quality | Type | Preperforated | Number of Pledgets per pouch | Number of pouches per box | REF # |
| 12.7 x 7.9 x 1.6  | rechteckig rectangular | weich soft | V | x | 2 | 12 | 278 |
| | | | | x | 4 | 12 | 278-1 |
| | | | | x | 6 | 36 | 280 |
| 15 x 10 x 1.6  | rechteckig rectangular | weich soft | J | | 6 | 24 | 284 |
| 15 x 10 x 2.9  | rechteckig rectangular | weich soft | JX | x | 6 | 24 | 413 |
| 30 x 19 x 1.6  | rechteckig rectangular | weich soft | H | | 1 | 12 | 287 |
| 38 x 12.7 x 1.6  | rechteckig rectangular | weich soft | I | | 1 | 12 | 282 |

Pledget

| Größe in mm | Format | Qualität | Typ | Gelocht | Inhalt Spenderkarte | Spenderkarten pro Box | REF # |
|---|---------------------------|---------------|------|---------------|------------------------------|---------------------------|-------|
| Size in mm | Shape | Quality | Type | Preperforated | Number of Pledgets per pouch | Number of pouches per box | REF # |
| 38 x 38 x 1.6  | rechteckig rectangular | weich soft | R | | 1 | 12 | 288 |
| 102 x 13 x 1.6  | rechteckig rectangular | weich soft | Y | | 1 | 12 | 299 |
| 152 x 6.3 x 1.6  | rechteckig rectangular | weich soft | M | | 1 | 12 | 277 |
| 152 x 7.5 x 1.6  | rechteckig rectangular | weich soft | O | | 1 | 12 | 285 |
| | | | | | 2 | 12 | 302 |
| 152 x 12.7 x 1.6  | rechteckig rectangular | weich soft | L | | 1 | 12 | 276 |