


Silicon-Folie
temporärer Thoraxverschluss

Silicon-Folie



Temporärer Thoraxverschluss bei nicht verschließbarem Sternum -
inerte Folie zur Reduzierung des Infektionsrisikos



Indikation

- zur Auflage auf den Thorax bei nicht verschließbarem Sternum/OP-Feld, z.B. bei starker Organschwellung
- zur äußeren Anwendung bis zu 30 Tage (Liegedauer im Ermessen des Arztes unter hygienischen Aspekten)

Vorteile

- sterile Folie mit hoher Faden-Ausreißfestigkeit (bei Version „verstärkt mit Polyester“)
- leichtes Entfernen mit minimalem Trauma, da das Material praktisch nicht mit Körpergewebe oder -flüssigkeiten reagiert
- Wundverband nach aseptischen Kautelen


Handhabung

- kann auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden
- Folie fixierbar durch fortlaufende Naht oder Einzelknopfnähte (bei Version „verstärkt mit Polyester“), optional Fixierung mit Steril-Folienpflaster

Weitere Informationen

- nur für den Einmalgebrauch
- steril verpackt

Produktspezifikation



Oben: Siliconfolie verstärkt mit Polyester
Unten: Siliconfolie unreinverstärkt

Artikelbezeichnung	Größe in mm	Stück pro Box	REF
Siliconfolie unreinverstärkt	55 x 75 x 0,5	10	AMT 600-5
Siliconfolie unreinverstärkt	55 x 75 x 1,00	10	AMT 600-7
Siliconfolie verstärkt mit Polyester	80 x 100 x 0,75	5	AMT 901-2
Siliconfolie verstärkt mit Polyester	150 x 200 x 0,38	2	AMT 801-1/1
Siliconfolie verstärkt mit Polyester	150 x 200 x 0,75	2	AMT 801-5
Siliconfolie verstärkt mit Polyester	200 x 250 x 0,75	2	AMT 901-5
Siliconfolie verstärkt mit Polyester	200 x 300 x 0,75	2	AMT 901-10

Santec Medicalprodukte GmbH

Babenhäuser Strasse 45
63762 Großostheim
Fon +49 6026 999203-0
Fax +49 6026 999203-29
info@santec-medical.de
www.santec-medical.de