


*Tourniquet-Sets*  
*für die Gefäßchirurgie*

## Tourniquet-Sets



### Temporäre Gefäßstauung mit optimal aufeinander abgestimmten Komponenten

Die anwenderfreundlichen Sets enthalten je nach Ausführung Schlauchabschnitte und Bänder, sowie Ligaturen, die als Fadenrückholer eingesetzt werden.

Die Sets können auf verschiedene Anwendungen angepasst werden und sind damit optimal auf den OP-Ablauf abgestimmt.

### Vorteile

- Atraumatisches Anschlingen, regulierbarer Verschluss
- keine intraoperative Zusammenstellung notwendig
- individuelle Konfektionierung für effizientes Handling

Artikelbezeichnung	Inhalt	Verpackungseinheit	REF
Tourniquet-Set 35	1 x Silikonschlauch mit RÖKO, 4,0 x 7,0 x 100 mm	50	81035
	1 x Topester-Band, weiß, Breite 4,0 mm, 45 cm		
	1 x Topester Ligatur, grün, USP 2, 60 cm		

Geeignet für Gefäße von 6 bis 9 mm Ø

### Anwendungsbeispiele

- Arterie Femoralis für Gefäßschleusen
- Carotis Communis für Carotisshunt
- Vena Cavazapfen für die Nierenarterie

Artikelbezeichnung	Inhalt	Verpackungseinheit	REF
Tourniquet-Set 36	1 x Silikonschlauch mit RÖKO, 3,0 x 5,0 x 100 mm	50	81036
	1 x Topester-Band, weiß, Breite 3,2 mm, 45 cm		
	1 x Topester Ligatur, grün, USP 2, 50 cm		

Geeignet für Gefäße von 3 bis 6 mm Ø

### Anwendungsbeispiele

- Carotis Interna und Externa bei Carotis-OP
- Nierenpol Arterie, z. B. bei Nierenteilresektion

Artikelbezeichnung	Inhalt	Verpackungseinheit	REF
Tourniquet-Set 49	1 x Silikonschlauch, 6,0 x 10,0 x 120 mm	50	81049
	1 x Topester-Band, grün, Breite 7,0 mm, 75 cm		
	1 x Topester Ligatur, grün, USP 2, 75 cm		

Geeignet für Gefäße von 1,5 bis 50 mm Ø

### Anwendungsbeispiele

- Pringle-Manöver bei Leberteilresektion oder Verletzungen (zum Anschlingen des Ligamentum hepatoduodenale)
- Nierentumor mit Vena Cavazapfen für proximal und distal der Vena cava (ober und unterhalb des Tumors)

Weitere Set-Konfigurationen, auch mit anderen Materialien, auf Anfrage.

### Santec Medicalprodukte GmbH

Babenhäuser Strasse 45  
63762 Großostheim  
Fon +49 6026 999203-0  
Fax +49 6026 999203-29  
info@santec-medical.de  
www.santec-medical.de